



## AccuFit® Table Drape Instructions

For the Mammotome/Fischer & Siemens® MammoTest® Breast Biopsy System

REF FT301



Single use only  
Para un solo uso.  
À usage unique (jetable) seulement

NON-STERILE

LATEX FREE



Medline Industries Inc.  
Manufactured exclusively for:  
QSUM Biopsy Disposables LLC.  
PO Box 2581, Baxter, MN 56425  
877-304-4446 Toll Free (218)297-2012 Fax  
[www.qsum.net](http://www.qsum.net) Made in China

### 1. English- en

Unfold and begin placement by starting at the head of the table.  
Align the aperture hole in the table with the drape. Slip the elastic  
over the foot of the table. (#1) Adjust as needed.

### Français – French - fr

Dedoublez et commencez le placement en commençant par la tête de  
la table. Alignez le trou d'ouverture dans la table avec le drap. Glissez  
l'élastique au-dessus du pied de la table. (#1) Ajustez selon soit  
nécessaire.

### Deutsch – German - de

Breiten Sie aus und fangen Sie Platzierung an, indem Sie am Kopf der  
Tabelle beginnen. Richten Sie die Blendenöffnung Bohrung in der  
Tabelle mit drapieren aus. Gleiten Sie das Gummiband über dem Fuß  
der Tabelle. (#1) Justieren Sie, wie gebraucht.

### Italiano – Italian - it

Spiegate e cominciate la sistemazione cominciando dalla testa del  
tavolino. Allineate il buco dell'apertura nel tavolino con il drappo o  
tessuto. Infilate l'elastico sopra il piede del tavolino. (#1) Aggiustate  
secondo sia necessario.

### Español – Spanish - es

Desdoble e inicie la colocación empezando en la orilla superior de la  
mesita. Alinee la abertura del agujero en la mesita con el paño.  
Deslice el elástico sobre el pie (la pata) de la mesita. (#1) Ajuste  
según sea necesario.

### Danish –Dansk - dk

Fold og begynd placeringen ved foden af bordet.  
Juster blænde hullet i bordet med forklædet. Sæt elastikken over  
foden af bordet. (#1) Juster efter behov.

#1



\*AccuFit and QSUM are registered trademarks of QSUM. MammoTest is a registered trademarks of Siemens.  
Mammotome is a registered trademark of Devicor Medical Products, Inc.

QSUM Biopsy Disposables LLC

P.O. Box 2581 Baxter, MN 56425

218.270.3533 Office \* 218.297.2012 Fax \* 877.304.4446 toll free

\* [www.qsum.net](http://www.qsum.net)

\* e-mail: [Qsumservice@qsum.net](mailto:Qsumservice@qsum.net)

RD12PXS.

